

Vidóário



Vidoário

Os Vidoários Prohs destinam-se ao despejo de matéria orgânica em estado líquido e/ou pastoso (ex.: fluidos orgânicos tais como urina e dejetos fecais), de forma higiénica e segura, garantindo o seu correcto encaminhamento.



Características Técnicas

- Totalmente construído em Aço Inoxidável AISI 304L.
- Grade móvel para suporte dos recipientes, para uma utilização mais segura.
- Sifão em mangueira flexível de silicone, com 90 mm de diâmetro e descarga ao chão ou à parede.
- Com ligação à água da rede.

Marca

Modelo

Dimensões (mm)

L. x P. x A.

PROHS	P	470 x 430 x 595
	G	470 x 560 x 595

Deve ser colocado a 1100mm do chão (por cima do vidoário), um fluxómetro ou um autoclismo.

Opção

- Com tampa



Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.