

## Baia de Lavagem



# Baia de Lavagem

Destina-se à lavagem e desinfeção das mãos e antebraços dos profissionais da saúde.



## Baia de Lavagem - ST

### Características Técnicas

- Construído em aço Inoxidável AISI 304.
- Corpo de lavagem construído com superfícies curvas.
- Funcionamento de torneiras automáticas através de fotocélulas.
- Modelos com 1, 2 ou 3 torneiras.

Marca	Modelo	Dimensões (mm)
		L. x P. x A.
PROHS	1P-ST	750 x 550 x 950
	2P-ST	1500 x 550 x 950
	3P-ST	2000 x 550 x 950

Pode ser produzido em diferentes dimensões.

Baia de Lavagem - ST

## Baia de Lavagem - MR

### Características Técnicas

- Construído em aço Inoxidável AISI 304.
- Corpo de lavagem construído com superfícies rectas.
- Funcionamento de torneiras automaticamente através de pilha.
- Modelos com 1, 2 ou 3 torneiras.
- As soldaduras são livres de juntas, aberturas ou frestas.

Marca	Modelo	Dimensões (mm)
		L. x P. x A.
PROHS	1P-MR	750 x 550 x 915
	2P-MR	1500 x 550 x 915
	3P-MR	2000 x 550 x 915

Pode ser produzido em diferentes dimensões.

Baia de Lavagem - MR

### Accessórios

- Escova de suporte

### Opções

- Dispensador de sabão
- Suporte de apoio
- Possibilidade de construção em diferentes dimensões
- Possibilidade de fabrico em Aço Inox AIS 316L

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.