

MÁQUINAS DE SELAR PROHS CATÁLOGO GERAL

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia | Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 Maia — Portugal

T | +351 229 059 170
F | +351 229 015 900
E | prohs@prohs.pt
W | www.prohs.pt



MÁQUINAS DE SELAR PROHS

TS 45D / TS 45 DN

TS 46 / TS 46N

TS 46T

TS 47 / TS 47N

TS47T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo : Seladora Térmica	✓	✓	✓	✓	✓
Impressão (texto e símbolos) : data, data expiração, utilizadores, lotes, contagem de peças, temperatura, pressão, texto livre, etc.	-	-	-	✓	✓
Saída USB	✓	✓	✓	✓	✓

NORMAS

CE / CEM	✓	✓	✓	✓	✓
EN 868-5	✓	✓	✓	✓	✓
DIN 58953-7	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 11607-2	- / ✓	- / ✓	✓	- / ✓	✓
Certificado de Calibração (COFRAC att.)	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Controlo por Microprocessador	✓	✓	✓	✓	✓
Software de leitura de códigos de barras e scanner para programação da seladora (SCAN)	-	-	-	opcional	✓
Ecrã	LCD 1 Linha	LCD 1 Linha	Ecrã Tátil a Cores	LCD 1 Linha	Ecrã Tátil a Cores
Menu Multi-Funções Intuitivo (gráficos, contadores, informações, multi língua, teclado alfanumérico, etc.)	-	-	✓	-	✓
Caderno de manutenção digital integrado	-	-	✓	-	✓
Contador de Selagens (com reset)	-	-	✓	-	✓
Faixa de Temperatura	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C
Temperatura pré-programada	-	-	5	-	5
Tolerância de regulação de temperatura	2%	2%	1%	2%	1%

SEGURANÇA


Arranque automático pré-designado	✓	✓	✓	✓	✓
Paragem Automática por sobreaquecimento (250 °C)	✓	✓	✓	✓	✓
Controlo de parâmetros críticos de acordo com a ISO 11607-2 (temperatura e pressão)	- / ✓	- / ✓	✓	- / ✓	- / ✓
Paragem automática se os parâmetros críticos excederem os limites	- / ✓	- / ✓	✓	- / ✓	- / ✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

Arranque e paragem automáticas (através de fotocélula)	✓	✓	✓	✓	✓
Guia fixa para manga	-	-	✓	-	-
Guia ajustável para manga (0-30mm da borda)	✓	✓	✓	✓	✓
Largura de Selagem	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Comprimento de Selagem	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Tipos de manga : STEAM / EO / ALU / Tyvek®	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentação / Frequência	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Consumo	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.
Cobertura	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável
Dimensões C x L x A (mm)	550 x 260 x 180	550 x 260 x 180	550 x 260 x 180	550 x 260 x 180	550 x 260 x 180
Peso (kg)	12	12	12	12	12

ACESSÓRIOS E OPÇÕES

Tabuleiro frontal em Aço Inoxidável	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Tabuleiro de rolos	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Auto-teste inteligente de parâmetros críticos com relatório de monitorização (OQ) está em conformidade com a norma ISO 11607-2 (Impressora)	-	-	opcional	-	opcional
Armazenamento e pesquisa de todos os parâmetros do processo de selagem (11607-2), através de uma PEN USB	-	-	opcional	-	opcional



TS 45 com Tabuleiro Frontal (opção)



TS 46T com Tabuleiro de Rolos (opção)



TS 46T com Armazenamento USB (opção)



TS 47T com Armazenamento USB (opção)