

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Carro de Esterilizados Hermético

PROHS[®]



Carro de Esterilizados Hermético



Modelo N-6

Destinase al transporte y distribución de contenedores y/o cestas con material esterilizado o regreso del mismo a la Central de Esterilización.

Características Técnicas

- Construido en acero inoxidable AISI 304L.
- Riales interiores para las cestas de alambre.
- La estanqueidad se obtiene mediante la colocación de una junta de goma en la puerta.
- Sistema de cierre de las ruedas a través del uso de freno en dos de las ruedas.
- Estantes extraíbles.
- Capacidad para 6 (modelo N-6) o 9 (modelo N-9) unidades de esterilización.
- El modelo N-9 está equipado con dos puertas que permite una apertura a 270 °.



Modelo N-9

Marca	Modelo	Dimensiones (mm) Ancho x Prof. x Alto
PROHS	N-6	660 x 710 x 1220
	N-9	1200 x 695 x 1450

Puede ser fabricado con dimensiones diferentes.

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.

