

**PROHS** Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

**Rua do Castanhal 316**  
Zona Industrial Maia I, sector II  
4475-122 Maia, Portugal

**| T |** +351 229 059 170  
**| F |** +351 229 015 900  
**| E |** [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
**| W |** [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)

# Chariot Fermé pour Matériels Stérilisés

**PROHS**<sup>®</sup>



# Chariot Fermé pour Matériels Stérilisés



Modèle N-6

Destiné au transport et à la distribution de conteneurs et/ou de paniers avec du matériels stérilisés ou à stériliser.

## Caractéristiques Techniques

- Construit en acier inoxydable AISI 304.
- Rails intérieurs pour paniers en fils.
- Fermeture hermétique de la porte par joint en caoutchouc
- Système de blocage de roues pour des freins
- Étagères amovibles pour conteneurs
- Capacité pour 6 (modèle N-6) ou 9 (modèle N-9) unités de stérilisation.
- Le modèle N-9 est équipé de deux portes permettant une ouverture à 270°.



Modèle N-9

Marque	Modèle	Dimensions (mm) L. x P. x H.
PROHS	N-6	660 x 710 x 1220
	N-9	1200 x 695 x 1450

Peut être fabriqué en différentes dimensions.

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

