

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Carro Fechado de Esterilizados

PROHS[®]



Carro Fechado de Esterilizados



Modelo N-6



Modelo N-9

Destina-se ao transporte e distribuição de contentores e/ou cestos com material esterilizado ou regresso do mesmo à central de esterilização.

Características Técnicas

- Construído em aço inoxidável AISI 304L.
- Calhas interiores para cestos em arame.
- A hermeticidade é alcançada através da colocação de uma junta de borracha na porta.
- Sistema de bloqueio das rodas através de travões em duas das rodas.
- Prateleiras amovíveis.
- Capacidade para 6 (modelo N-6) ou 9 (modelo N-9) unidades de esterilização.
- O modelo N-9 está equipado com duas portas permitindo uma abertura a 270°.

Marca	Modelo	Dimensões (mm) L. x P. x A.
PROHS	N-6	660 x 710 x 1220
	N-9	1200 x 695 x 1450

Pode ser produzido em diferentes dimensões.

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

