

PROHS®

Passbox Hermética

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia - Portugal

| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt



Passbox Hermética

A Passbox Hermética permite a transferência de materiais entre salas sem nunca comprometer a esterilidade do ambiente da sala limpa. Devido à sua hermeticidade, destaca-se como uma ótima opção para ambientes hospitalares, laboratoriais e farmacêuticos, com maior exigência de biossegurança.

Características Técnicas

- Portas integrais com painel interior e duplo óculo em vidro.
- Construído em aço inoxidável AISI 304.
- Capaz de trabalhar entre pressões com diferencial até 100 Pa.
- Ventilação ativa (modelos HPAV) / externa (modelos HPV) com filtro HEPA Classe H14 e painel microperfurado para fluxo laminar
- Interface de LED simples e intuitivo.
- Arestas interiores da câmara boleadas que, permitem uma higienização fácil e eficaz.
- Sistema eletromecânico duplo de bloqueio das portas, impedindo a sua abertura em simultâneo (este fecho pode ser mecânico ou elétrico).
- Dobradiças exteriores em inox, que permitem a desmontagem da porta para higienização.



Passbox Hermética

Modelo

Dimensões Passbox Hermética (PH)

	Interiores (mm)			Exteriores (mm)		
	Largura	Prof.	Altura	Largura	Prof.	Altura
PROHS PH-400	400	500	400	649	580	573
PROHS PH-500	500	500	500	749	580	673
PROHS PH-600	600	600	600	849	680	773
PROHS PH-700	700	700	700	949	780	873
PROHS PH-800	800	800	800	1049	880	973
PROHS PH-900	900	900	900	1149	980	1073



Passbox Hermética Ventilada / Auto-Ventilada

Modelo

Dimensões Passbox Hermética Ventilada (PHV) / Autoventilada (PHAV)

	Interiores (mm)			Exteriores (mm)		
	Largura	Prof.	Altura	Largura	Prof.	Altura
PROHS PHV/PHAV-400	500	400	400	580	649	973
PROHS PHV/PHAV-500	500	500	500	580	749	1073
PROHS PHV/PHAV-600	600	600	600	680	849	1173
PROHS PHV/PHAV-700	700	700	700	780	949	1273
PROHS PHV/PHAV-800	800	800	800	880	1049	1373
PROHS PHV/PHAV-900	900	900	900	980	1149	1473

Certificação

Diretiva 2014/35/UE
(apenas versão eletrificada)

Acessórios e Opções

- Disponível por medida (medidas externas e do óculo)
- A Passbox Hermética pode ser eletrificada
- Construção em aço inoxidável AISI 316 L
- Inclusão de filtros específicos mediante pedido
- Componentes em cobre (proteção anti-germes)
- Inclusão de prateleiras
- Portas a 180° ou 90° (apenas versão elétrica)
- Dimensão do óculo
- Incorporação de Kit de desinfecção UVC (apenas versão elétrica)
- Ventilação Laminar com teto difusor microperfurado (apenas modelos PHVent)

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

