


Mesa de Preparación y Empaquetado

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Zona Industrial da Maia I, Sector II
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt



Mesa de Preparación y Empaquetado

Las mesas de preparación y empaquetado, permiten el correcto acondicionamiento del material a esterilizar, durante las fases de manipulación y selección, empaquetado y sellado.

Están especialmente desarrolladas para el uso en las salas de esterilización.

Características Técnicas

- Totalmente construida en acero inoxidable AISI 304L.
 - Cobertura en placa lisa con 1.2mm de espesor debidamente reforzada.
 - Estructura de soporte en tubo cuadrado de acero inoxidable AISI 304L, con pies regulables en altura.
 - Estante inferior a todo lo largo de la mesa.
 - Posibilidad de adaptar vario accesorios:
 - Suporte para papel
 - Suporte para cestas
 - Cajones, etc.
 - Posibilidad de ser fabricada para dos puestos de trabajo opuestos.
- Puede ser fabricado en varias dimensiones.



Mesa de preparación – dos puestos
2000 x 850 x 900mm



Mesa de preparación simples
2000 x 1000 x 900mm



Mesa de preparación – un puesto
1500 x 700 x 900mm

Debido al desarrollo de producto, PROHS reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.