

Table de Préparation et d'Emballage

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Zona Industrial da Maia I, Sector II
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt




Table de Préparation et d'Emballage

Les tables de préparation et d'emballage, sont spécialement conçues pour les salles de stérilisation.



Table Préparation - double poste
2000 x 850 x 900mm

Caractéristiques Techniques

- Totalement construit en acier inoxydable AISI 304L.
- Couvercle en tôle de 1,2 mm d'épaisseur et dûment renforcé.
- Structure en tube carré en acier inox AISI 304, avec pieds réglables en hauteur.
- Étagère du haut, inclinée, pour un accès facile par l'opérateur.
- Étagère inférieure à la longueur de la table.
- Possibilité d'adapter plusieurs accessoires:
Support pour papier.
Support pour paniers.
Tiroirs, etc.
- Possibilité d'être fabriqué avec deux postes de travail opposés.

Peut être fabriqué en autres dimensions.



Table Préparation simple
2000 x 1000 x 900mm



Table Préparation - simple poste
1500 x 700 x 900mm

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.