


# Mesa de Preparação e Embalagem

PROHS Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316  
Zona Industrial da Maia I, Sector II  
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170  
| F | +351 229 015 900  
| E | [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
| W | [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)



# Mesa de Preparação e Embalagem

As mesas de preparação e embalagem, permitem o correto acondicionamento do material, como triagem, embalagem e selagem.

São especialmente desenvolvidas para as salas de esterilização.



Mesa de Preparação - dois postos  
2000 x 850 x 900mm

## Características Técnicas

- Construído em aço inoxidável AISI 304.
- Cobertura em chapa de 1,2 mm de espessura devidamente reforçada.
- Estrutura em tubo quadrado em aço inoxidável AISI 304, com pés reguláveis em altura.
- Prateleira superior, inclinada, para fácil acesso do operador.
- Prateleira inferior ao comprimento da bancada.
- Possibilidade de adaptar diversos acessórios:
  - Suporte para papel
  - Suporte para cestos
  - Gavetas, etc.
- Possibilidade de ser feito para dois postos de trabalho opostos.

**Pode ser produzido em várias dimensões.**



Mesa de Preparação - simples  
2000 x 1000 x 900mm



Mesa de Preparação - um posto  
1500 x 700 x 900mm

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.