

SELLADORAS PROHS CATALOGO GENERAL

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia — Portugal

| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt



SELLADORAS PROHS

	TS 45 DN	TS 46N	e-FLEX	TS 47N	e-PRINT
DATOS TECNICOS					
Tipe : Selladora rotativa	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión (textos y símbolos): fecha de sellado, de caducidad, usuarios, lotes, contador de sellados, temperatura, presión, texto libre,...	-	-	-	✓	✓
NORMAS					
CE / CEM	✓	✓	✓	✓	✓
EN 868-5	✓	✓	✓	✓	✓
DIN 58953-7	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 11607-2	✓	✓	✓	✓	✓
Certificado de calibración de temperatura (COFRAC)	opción	opción	opción	opción	opción
Pantalla					
Pantalla	1 línea LCD	1 línea LCD	Tableta de 7"	1 línea LCD	Tableta de 7"
Menú intuitivo multifuncional (gráficos, contadores, mensajes informativos, multilingüe, teclado alfanumérico ...)	-	-	✓	-	✓
Cuaderno digital de mantenimiento	-	-	✓	-	✓
Franja de temperatura	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C
Temperaturas pre programadas	-	-	✓	-	✓
Tolerancia de regulación de la temperatura	2%	2%	2%	2%	2%
SEGURIDAD					
Encendido automático en punto de consigna	✓	✓	✓	✓	✓
Parada automática si sobrecalentamiento (250° C)	✓	✓	✓	✓	✓
Control de parámetros críticos de acuerdo con la norma ISO 11607-2 (Temperatura / Fuerza / Velocidad)	Tº / F	Tº / F	Tº / F / V	✓	✓
Parada automática si los parámetros superan los límites	✓	✓	✓	✓	✓
OTRA INFORMACIÓN					
Encendido y parada automáticos mediante célula fotoeléctrica	✓	✓	✓	✓	✓
Guía de bolsas ajustable	Fijo 30mm	0 a 30 mm	0 a 30 mm	0 a 30 mm	0 a 30 mm
Ancho de sellado	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Longitud de sellado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Tipos de bolsas: vapor / OE / alu / Tyvek® / Ultra®	✓	✓	✓	✓	✓
Conexión eléctrica / frecuencia	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Potencia	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.
Cubierta	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones - Largo x Ancho x Alto (mm)	380 x 240 x 150	439 x 244 x 162	439 x 244 x 162	555 x 265 x 178	455 x 265 x 178
Peso (kg)	8	10,5	11	13,5	16
ACCESORIOS Y OPCIONES					
Bandeja frontal en acero inoxidable (620 x 210 x 50mm)	opción	opción	opción	opción	opción
Transportador con rodillos (800 x 295 x 50mm)	opción	opción	opción	opción	opción
Auto-prueba inteligente de parámetros críticos de sellado y Reporte de Control Operacional (OQ) cumpliendo con los Norma ISO 11607-2 (Temp., Fuerza, Velocidad, Mantenimiento)	-	-	opción	-	opción
Trazabilidad y almacenamiento de todos los parámetros a través de memoria USB (ISO 11607-2)	-	-	opción	-	opción
Software de código de barras y escáner para programación de las selladoras (SCAN)	-	-	opción	✓	✓
Puerto USB	-	-	opción	-	-



TS 45DN con Bandeja frontal



TS 46N con Transportador con rodillos



e-FLEX con USB

