

PROHS®

PROHS THERMOUSOUDEUSES CATALOGUE GENERALE

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia — Portugal

| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt



PROHS THERMOSOUDEUSES

TS 45 DN TS 46N e-FLEX TS 47N e-PRINT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Thermosoudeuse à défilement continu	✓	✓	✓	✓	✓
Impression (textes et symboles): date d'estampage, date d'expiration, utilisateurs, lots, compteur d'estampage, température, pression, texte libre...	-	-	-	✓	✓

NORMES

CE / CEM	✓	✓	✓	✓	✓
EN 868-5	✓	✓	✓	✓	✓
DIN 58953-7	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 11607-2	✓	✓	✓	✓	✓
Certificat d'étalonnage de température (COFRAC)	option	option	option	option	option

Écran	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne	Tablette 7"	LCD 1 ligne	Tablette 7"
Menu multifonctionnel intuitif (graphiques, compteurs, messages informatifs, clavier alphanumérique multilingue...)	-	-	✓	-	✓
Cahier de maintenance numérique	-	-	✓	-	✓
Écart de température	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C
Températures préprogrammées	-	-	✓	-	✓
Tolérance de régulation de température	2%	2%	2%	2%	2%

SÉCURITÉ

Mise en marche automatique au point de consigne	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt automatique en cas de surchauffe (250° C)	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle des paramètres critiques selon la norme ISO 11607-2 (Température / Force / Vitesse)	T° / F	T° / F	T° / F / V	✓	✓
Arrêt automatique si les paramètres dépassent les limites	✓	✓	✓	✓	✓

AUTRE INFORMATIONS

Cellule de démarrage moteur	✓	✓	✓	✓	✓
Guide de sac réglable	fixe 30mm	0 à 30 mm	0 à 30 mm	0 à 30 mm	0 à 30 mm
Largeur de soudure	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Longueur de soudure	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité
Types de sacs: vapeur / OE / alu / Tyvek® / Ultra®	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentation électrique / fréquence	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Puissance	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.
Capot carrosserie	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Dimensions - Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	380 x 240 x 150	439 x 244 x 162	439 x 244 x 162	555 x 265 x 178	455 x 265 x 178
Poids (kg)	8	10,5	11	13,5	16

ACCESSOIRES & OPTIONS


Plateau avant en acier inoxydable (620 x 210 x 50mm)	option	option	option	option	option
Convoyeur à rouleaux (800 x 295 x 50mm)	option	option	option	option	option
Auto-test intelligent des paramètres d'étanchéité critiques et rapport de contrôle opérationnel (QO) conforme à la Norme ISO 11 607-2 (Température, Force, Vitesse, Maintenance)	-	-	option	-	option
Traçabilité et stockage de tous les paramètres via mémoire USB ou LAN (Ethernet)	-	-	option	-	option
Logiciel de code-barres et scanner pour la programmation de scellants (SCAN)	-	-	option	✓	✓
Sortie USB	-	-	option	-	-



TS 45DN avec Plateau



TS 46N avec Convoyeur à rouleaux



e-FLEX avec sortie USB

