

MÁQUINAS DE SELAR PROHS CATÁLOGO GERAL

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia — Portugal

| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt



MÁQUINAS DE SELAR PROHS

TS 45 DN TS 46N e-FLEX TS 47N e-PRINT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo : Seladora térmica

Impressão (texto e símbolos) : data, data expiração, utilizadores, lotes, contagem de peças, temperatura, pressão, texto livre, etc...

✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓

NORMAS

CE / CEM
EN 868-5
DIN 58953-7
EN ISO 11607-2
Certificado de calibração de temperatura (COFRAC)

✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
opção	opção	opção	opção	opção

Ecrã
Menu multifuncional intuitivo (gráficos, contadores, mensagens informativas, multilingue, teclado alfanumérico ...)
Caderno de manutenção digital
Faixa de temperatura
Temperatura pré-programada
Tolerância de regulação de temperatura

LCD 1 Linha	LCD 1 Linha	Tablet de 7"	LCD 1 Linha	Tablet de 7"
-	-	✓	-	✓
-	-	✓	-	✓
20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C	20-230 °C
-	-	✓	-	✓
2%	2%	2%	2%	2%

SEGURANÇA

Ativação automática no ponto de ajuste
Paragem automática em caso de superaquecimento (250° C)
Controle de parâmetros críticos de acordo com a ISO 11607-1 (Temperatura / Força / Velocidade)
Paragem automática se os parâmetros excederem os limites

✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
T° / F	T° / F	T° / F / V	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

Arranque e paragem automática por célula fotoelétrica
Guia de manga ajustável
Largura de selagem
Comprimento de selagem
Tipos de mangas: Vapor / OE / Alu / Tyvek® / Ultra®
Alimentação elétrica / frequência
Consumo
Cobertura
Dimensões - Comprimento x Largura x Altura (mm)
Peso (kg)

✓	✓	✓	✓	✓
fixo 30mm	0 - 30mm	0 - 30mm	0 - 30mm	0 - 30mm
15mm	15mm	15mm	15mm	15mm
Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
✓	✓	✓	✓	✓
230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.	400 W max.
Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
380 x 240 x 150	439 x 244 x 162	439 x 244 x 162	555 x 265 x 178	455 x 265 x 178
8	10,5	11	13,5	16

ACESSÓRIOS E OPÇÕES

Tabuleiro frontal em aço inoxidável (620x210x50mm)
Tabuleiro de rolos (800x295x50mm)
Autoteste inteligente de parâmetros críticos de selagem e relatório de Controle Operacional (OQ) em conformidade com a ISO 11607-2 (Temperatura, força, velocidade, manutenção)
Rastreabilidade e armazenamento de todos os parâmetros para uma pen USB ou LAN (Ethernet)
Software de código de barras e scanner para programação de selagem (SCAN)
Saída USB

opção	opção	opção	opção	opção
opção	opção	opção	opção	opção
-	-	opção	-	opção
-	-	opção	-	opção
-	-	opção	✓	✓
-	-	opção	-	-



TS 45DN com Tabuleiro Frontal



TS 46N com Tabuleiro de Rolos



e-FLEX com USB

