

PROHS®

# Stérilisateur de Paillasse PROHS

PROHS Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

**Rua do Castanhal, 316**  
Z. Industrial Maia I Sector II  
Apartado 6019 EC Outeiro  
4476-908 Maia — Portugal

| T | +351 229 059 170  
| F | +351 229 015 900  
| E | [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
| W | [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)



# Stérilisateur de Paillasse PROHS

Le stérilisateur de paillasse Prohs c'est l'idéal pour les petites cliniques et centres de santé, permettant une stérilisation rapide et efficace, exigeant un espace réduit.

Malgré d'être équipé avec pompe à vide et générateur de vapeur intégré, ce stérilisateur classe B n'a pas besoin de connexion à réseau externe d'eau, devenant sons installation simples et intuitive.



## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

- Chambre fabriquée dans une seule pièce, sans soudure, en acier inox AISI 304 L avec une capacité utile de 23 Litres
  - Porte avec système de fermeture automatique
  - Système de sécurité qu'empêche l'ouverture s'il y a pression dans la chambre
  - Avec générateur de vapeur en acier inox AISI 304 L.
  - Programmé et équipé de nombreux systèmes de sécurité conforme la EN 13060
  - Deux réservoirs indépendants pour l'eau traite et résiduel.
  - Équipé d'un système que permet évaluer la qualité de l'eau déminéralisé.
- Conforme la EN 13060, en cas de mauvais qualité de l'eau l'utilisateur est notifié d'immédiat par un message sur l'écran.
- Il dispose d'un système de refroidissement puissant, grâce à deux ventilateurs qui garantissent la circulation continue de l'air frais, évitant ainsi les pannes et les dommages causés par une surchauffe.
  - Dispose d'un filtre de facile accès pour assurer la longévité de l'équipement
  - Divers systèmes d'économie garantissent la meilleure utilisation et moins de gaspillage d'eau et d'électricité, y compris un mode de séchage ECO qui évalue la charge et applique le temps de séchage idéal, réduisant considérablement pas seulement le temps de cycle total mais aussi la consommation plus faible possible.
  - Contrôlé par microprocesseur via un écran tactile de 5,7 ", simple à utiliser, permettant la visualisation des phases du cycle
  - Alimentation et drainage d'eau par l'avant du stérilisateur
  - 6 cycles préprogrammés standard, 4 de stérilisation et 2 de testes
  - Dispose d'imprimant intégré, une étagère e 4 paniers en acier inox

Modèle	Dimensions (mm) LxPxH	Dimensions de la Chambre (mm) (Diamètre x Profondeur)	Volume (capacité en litres)	Poids	Energie électrique
PROHS TS-23	476 x 619 x 460	Ø254 mm x 450 mm	23 Litres	56 Kg	AC 230V   50/60 HZ 2050 W

## Certification

EN 13060  
EN 61010-1 EN61010-2-040  
EN 61326 EN 13445

## Accessoires et options

- 2 conteneurs avec 285 x 185 x 65 mm
- Adoucisseur

## Programme / Cycles Standard

- Délicats
- Standard
- Prions
- Rapide / Flash
- Teste Bowie dick
- Test de vide/ fuites

Dû au développement du produit, Prohs se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.