

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.


Rua do Castanhal 316
Zona Industrial Maia I, sector II
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Esterilizador Horizontal a Vapor PJ PREMIUM VERSION

CE 1639 MDD
1155 PED

PROHS®



Esterilizador Horizontal a Vapor PJ PREMIUM VERSION

A **versão PREMIUM** do Esterilizador Horizontal a Vapor PROHS PJ traz **elegância** através do seu design **inovador e futurista**. Esta versão aprimora a **interação do utilizador** com a máquina, incluindo, como padrão, uma placa **SD com software de ligação ao PC** e um **segundo touch screen** no lado da descarga, levando a interface do equipamento ao próximo nível.

O interior também foi objeto de grande atenção. Os **tubos de vapor** foram melhorados para **aço inoxidável AISI 316L** enquanto as portas e a câmara são fabricadas com um **polimento mais fino**, reduzindo a rugosidade para 0,8 micron, levando a um acabamento esplendoroso.

Esta versão é sempre fabricada com uma câmara de revestimento parcial e um novo design frontal exclusivo para oferecer ao usuário uma experiência verdadeiramente **PREMIUM**.



Modelo	Dimensões Úteis	Dimensões Externas	Energia		Consumo de Água	Peso	Espaço Útil
PROHS PJ 190L	50x50x75	180x102x100	21kW	2,1kW	120	495	1
PROHS PJ 250L	50x50x100	180x102x130	32kW	2,1kW	130	570	1
PROHS PJ 325L	50x50x130	180x102x160	32kW	2,1kW	145	685	2
PROHS PJ 350L	68x68x75	195x122x105	32kW	2,1kW	170	750	4
PROHS PJ 360L	60x60x100	180x112x134	32kW	2,1kW	170	700	1
PROHS PJ 460L	68x68x100	195x122x134	42kW	2,1kW	170	800	6
PROHS PJ 600L	68x68x130	195x122x164	53kW	2,8kW	200	830	8
PROHS PJ 740L	68x68x160	195x122x194	53kW	2,8kW	225	1000	10
PROHS PJ 880L	68x68x190	195x122x224	68kW	2,8kW	250	1150	12

/litros capacidade	/cm altura x larg. x prof.	/cm altura x larg. x prof.	/com Gerador de Vapor	/sem Gerador de Vapor	/litros (médio por ciclo)	/Kg (aprox., com gerador de vapor)	/STU
--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------------	------



Vista da zona de carga



Vista lateral



Vista da zona de descarga

Devido à melhoria e desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.